


Bestätigung der Systemgenauigkeit des **IME-DC** Blutzuckermesssystems

ERFÜLLT DIE SYSTEMGENAUIGKEIT NACH

100 % aller Blutglukosewerte liegen innerhalb  
der Zonen A und B des Consensus Error Grid



Mindestens 95 % aller Blutglukosewerte  
< 100 mg/dl (< 5,55 mmol/l) innerhalb  $\pm 15$  mg/dl ( $\pm 0,83$  mmol/l)  
bzw.  $\geq 100$  mg/dl ( $\geq 5,55$  mmol/l) innerhalb  $\pm 15$  %  
im Vergleich zu den Referenzwerten

DIN EN ISO 15197:2015

Das Blutzuckermesssystem **IME-DC** erfüllt für die Eigenanwendung bei Diabetes mellitus  
bereits die strengeren Kriterien nach **DIN EN ISO 15197:2015**.

*S. Roloff*

Dr. rer. nat. Stephanie Roloff  
Quality Manager



IME-DC GmbH  
Fuhrmannstraße 11  
95028 Hof | Germany