


# Betafine




## SICHERHEITS-PEN KANÜLEN FÜR IHREN SCHUTZ

## Anwendungsvorteile




- **Große Abreiblasche** zur einfacheren Handhabung fr das Pflegepersonal



- **Sichtbare Pen Kanlenspitze** erleichtert die Kontrolle des Insulindurchflusses
- **30G Pen Kanle**



- **Punktgenaue Injektion** durch sichtbare Pen Kanlenspitze



- Injektionswinkel von **45° bis 90°** mglich



### Weitere Eigenschaften:

- „Thin walled“-Kanüle für den optimalen Insulindurchfluss dank großem Innendurchmesser
- **Geringer Injektionsdruck**
- **Silikonbeschichtung** für sanfteres Gleiten in die Haut
- „Soft feel-Schliff“ für einen sanfteren Einstich
- **Geringer Auslösedruck** durch speziellen Federmechanismus
- **Automatische Verriegelung** sofort nach Injektionsvorgang durch Kontaktaktivierung
- **Hörbares Auslösen** des Verriegelungsmechanismus
- **Schutz des Anwenders** vor Stichverletzungen

**UNIVERSAL**

Passend für alle gängigen Insulinpens

Artikelname		Verpackungseinheit	PZN	Verfügbarkeit
<b>Betafine</b> Universal Pen Kanülen 30G	5 mm	100 Stück	11608176	ab 3. Quartal
<b>Betafine</b> Universal Pen Kanülen 30G	8 mm	100 Stück	11537950	ab sofort

\* TRBA 250: Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe – Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege, GMBI 2014, Nr. 10/11, März 2014

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite  
**[www.imedc.de](http://www.imedc.de)**  
oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem mobilen Endgerät.



**IME-DC GmbH**  
Fuhrmannstraße 11  
95030 Hof | Germany

Tel: +49 9281 | 85 01 6-0  
Fax: +49 9281 | 85 01 6-100  
E-Mail: [info@imedc.de](mailto:info@imedc.de)  
Web: [www.imedc.de](http://www.imedc.de)